

PCR (THERMAL CYCLER) MODEL SEÇİM TABLOSU

	mini3220	A100	A300	A600	T20	T30
Blok Kapasitesi	32x0,2ml	96x0,2ml	96x0,2ml+77x0,5ml	6x16x0,2ml	2x48x0,2ml	3x32x0.2ml
Isıtma Hızı	5 °C /sn	5 °C /sn	6 °C /sn	5,5 °C /sn	7 °C /sn	7 °C /sn
Soğutma Hızı	4 °C /sn	5 °C /sn	5 °C /sn	4,5 °C /sn	6 °C /sn	6 °C /sn
Sıcaklık Programlama Aralığı	0,1 - 99,9 °C	0 - 105 °C	0 - 105 °C	4 - 100 °C	0 - 105 °C	0 - 105 °C
Sıcaklık Eş Dağılımı	< ± 0,2°C	< ± 0,2°C	< ± 0,2°C	< ± 0,15°C	< ± 0,2°C	< ± 0,2°C
Sıcaklık Doğruluğu	< ± 0,2°C	< ± 0,2°C	< ± 0,2°C	< ± 0,15°C	< ± 0,2°C	< ± 0,2°C
Tak Kullan Blok Opsiyonları	-	96,384, InSitü	96,384, InSitü	-	-	-
Gradient Blok Özelliği	-	-	VAR	VAR	VAR	VAR
Gradient Aralığı ve Max. Değeri	-	-	30-105 °C (max. 30 °C)	0-105 °C (max. 30 °C)	30-105 °C (max. 25°C)	30-105 °C (max. 25 °C)
Dokunmatik Ekran Boyutu	4,3 inç	7 inç	7 inç	7 inç	10 inç	10 inç
Program Oluşturma, Raporlama	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Aktif Blok Sıcaklık Kontrolü	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Isıtmalı Kapak Sıcaklığı	30-112 °C	30-105 °C	30-112 °C	30-112 °C	30-112 °C	30-112 °C
Dahili Program Kapasitesi	100	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bağlantı Arayüzleri	USB Port	LAN, USB, RS232	LAN, USB, RS232	2 USB, LAN	2 USB, LAN	2 USB, LAN
PC/Network Bağlantı	-	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Şifreli Kullanıcı Hesabı	-	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Dahili Hesaplayıcılar	-	Tm	Gradient, Tm	Gradient, Tm	Gradient, Tm	Gradient, Tm
Auto-Restart Özelliği	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Çalışma sonunda raporlama	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Kalite Standartları	CE, ISO	CE, ISO	CE, ISO	CE, ISO	CE, ISO	CE, ISO